



Inami Ophthalmic Surgical Instruments

SALE

2016/11/21-2017/2/20

予約受付期間 2016/11/1-2016/11/20

## 圧倒的な支持を誇る「八重式剪刀」のショートモデル

刃先はシャープな切れ味を有し、前房内でシャフトを回転させることなく垂直に開閉します。操作性に優れ、虹彩・前囊・硝子体など様々な切開に活躍する1本です。ショートシャフトにより更に操作性が安定しました。

### 八重式剪刀 ショートハンドル

**DS-088SH** 全長 119mm / シャフト 18mm / 刃先 2mm / 径 23G **¥112,000**

数量限定 特別価格



## CCC 鑷子 23G Dタイプ

**T-50102-D** 全長 132mm / シャフト 15mm / 径 23G **¥98,000**

数量限定 特別価格



## CCC 鑷子 23G Eタイプ

**T-50102-E** 全長 135mm / シャフト 15mm / 径 23G **¥98,000**

数量限定 特別価格

### ハイエンドCCC鑷子が限定98,000円の特別価格。

開口の広い先端、そして特別にデザインされたプラットフォームが、安全確実な「水晶体囊の把持及び、引き裂き操作」を可能にします。また、ショートシャフトがコシの強さによるブレのない安定した操作性と、グリップと先端部が近接していることによる操作性が魅力です。異なる2タイプのハンドルからお選びいただけます。


## ファインな先端とチタニウムボディが魅力の定番CCC鑷子。

定番の稲村氏カプシュロレクシス鑷子の先端がよりファインに、そしてチタニウムボディの軽量化により、操作性が飛躍的に向上しました。ハイクオリティーながらコストパフォーマンスにも優れております。

### 稲村氏 カプシュロレクシス鑷子 ファイン チタニウム

**DS-1612F** 全長 103mm **¥54,600** (通常 ¥78,000)

数量限定 特別価格



## 結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔付開瞼器。


清水 努 先生ご考案の結膜の吸引を最小限に抑える横スリット吸引孔タイプを、リーバーマン型開瞼器に採用いたしました。



### マイクロ開瞼器 横スリットタイプ 吸引付

**M-951** 両眼用 開瞼部 14.5mm **¥50,400** (通常 ¥72,000)

数量限定 特別価格



## 使い易さを徹底的に追求した 定番スタイルのチタニウムモデル。

長年の経験と研究により先端の爪の角度を改良。前方突出の「つまみ易さ」と直角型の「がっちりした把持力」を両立しました。先端は、鉤のサイズ、角度にこだわり、タングステンカーバイド加工を施しております。また、操作感を追求し、滑り止めハンドル機構の採用や、吸いつくような把持感を生み出す最適なテンションを採用しております。

### 縫合鑷子 前方突出型 (80 度) 段付

**DS-003** 全長 89.5mm / 鉤幅 0.12mm **¥39,200** (通常 ¥56,000)

数量限定 特別価格

## 絶妙なアングルによる中心部へのチョップコントロールが魅力。

フック先端部に 45°の傾斜を持たせたご存知三好チョッパー。この絶妙なアングルと先端の切断部デザインにより、6 時の赤道部から核中心部へ、反れずに真っすぐと美しい核分割が行えます。特に硬い核において優れたパフォーマンスを発揮します。

### 三好氏チョッパー

**M-2105** 全長 101mm / 先端 0.2×1.0mm **¥23,100** (通常 ¥33,000)

数量限定 特別価格



## 前嚢下残留皮質をワイパーのごとくこそぎ取る優れたもの。

ご考案者 堀井 崇弘 先生 (静岡市 静岡市立静岡病院 眼科) コメント

「白内障手術時の残留上皮細胞や残留皮質は、術後の後発白内障、前嚢混濁、前嚢収縮の一因であり、それらが視機能低下をもたらし、さらに眼底検査、眼底治療を困難にします。この前嚢下ワイパーは、サイドポートより挿入でき、全周の前嚢下残留皮質をこそぎ取ることで、よりきれいな白内障術後となります。手順は、I/A 終了後、嚢内に粘弾性物質を満たしてから、この前嚢下ワイパーで前嚢下残留皮質を除去し、眼内レンズを挿入後 I/A にて前房洗浄すれば、ほとんど手間はかかりません。」

### 前嚢下ワイパー

**M-2023** 全長 116mm / 先端 1.8×0.65mm **¥22,400** (通常 ¥32,000)

数量限定 特別価格





製造販売業許可番号 13B1X00048



株式会社 イナミ

*A Passion for a Nice View*

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-24-2  
名古屋ベース：〒452-0807 愛知県名古屋市中区歌里町2 アルテリーベ1号室  
大阪ベース：〒662-0914 兵庫県西宮市本町12-18 ユミール  
九州ベース：〒816-0905 福岡県大野城市川久保1-17-17  
Website: <http://www.inami.co.jp> Email: [corpinfo@inami.co.jp](mailto:corpinfo@inami.co.jp)

TEL: 03-3814-1731 FAX: 03-3814-3334  
TEL: 052-934-7489 FAX: 052-934-7490  
TEL: 0798-37-2880 FAX: 0798-37-2881  
TEL: 092-504-1734 FAX: 092-504-5355

ご注文に際しては、お客様ご指定の販売店様へご連絡頂けますようお願いいたします。

- ※ 記載されている価格は全て税抜表記となっております。
- ※ 製品の仕様・デザインは改良のため予告なく変更する場合があります。
- ※ 製品サイズには公差があるため、実際の製品は本カタログ記載サイズと若干前後する場合があります。
- ※ 本カタログ中の製品の色は印刷物であるため実際のものと異なる場合があります。
- ※ 商品の発送は、ご注文をいただいた順番により手配させていただきます。1日でも早く発送させていただくよう準備をしておりますが、ご注文状況によっては、若干のお時間を頂戴する場合がございます。何卒ご了承下さいませ。

official web site

