

ウェルチ・アレン社製品  
特別価格セール  
のご案内

WelchAllyn

セール期間  
2017. 9.29(金) ▶ 11.30(木)

パンオプティック™ 検眼鏡 Axial Point Source 光学システム採用の検眼鏡

無散瞳状態の収縮した瞳孔でも、眼底を容易に観察することができます。

ペーシェント・アイカップ  
周辺光を遮断して  
観察に最適な状態が得られます。

眩輝防止システム(特許)  
眩輝や光反射による不要な  
干渉を除去します。

ハロゲンHPXランプ  
従来のハロゲンランプの  
光量を30%アップ(当社比)



焦点調節ホイール  
焦点範囲:-20~+20D

アパーチャーダイヤル  
・スポットサイズ(マイクロ、スモール、ラージ)  
・レッドフリーフィルター、  
スリットアパーチャー標準装備

リチウムハンドル



Axial Point Source 光学技術(特許)

特許取得の技術により、無散瞳状態の瞳孔でも、  
観察視野角25°と従来の約5倍の観域が得られます。



【眼底観察範囲の比較】

【アパーチャー】

- ラージスポット  
散瞳眼に使用する最も標準的なアパーチャー。
- スモールスポット  
無散瞳眼に対し、容易に観察可能。  
通常このアパーチャーで観察。
- マイクロスポット  
無散瞳の小瞳孔眼に使用。
- スリット  
隆起性病変、乳頭浮腫の観察に使用。

【フィルター】

- レッドフリー  
観察野から赤色を除去し、  
眼底血管の観察をより容易に。
- コバルトブルー(角膜観察用)  
蛍光染色液を用いて、角膜の病変や損傷、  
異物を視認できる。

AU-11820S  
パンオプティック 眼科スペシャリスト検眼鏡  
(リチウムハンドル アイカップ1個 + 角膜観察レンズ付)

キャンペーン特別価格

通常価格 ¥156,000  
(税込 ¥168,480)

→ **¥92,000**  
(税込 ¥99,360)

日本総代理店

RE アールイーメディカル株式会社  
R E MEDICAL, INC.

本 社 〒540-0011 大阪市中央区農人橋2-1-29 TEL.(06)4794-8220(代) FAX.(06)4794-8222  
東京営業所 〒113-0034 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル TEL.(03)5816-1480(代) FAX.(03)5816-1483  
名古屋営業所 〒465-0025 愛知県名古屋市中区上社1-1204 ロール社東 TEL.(052)760-3955(代) FAX.(052)760-3956  
福岡営業所 〒812-0014 福岡市博多区比恵町11-7 ニューいわきビル TEL.(092)437-5180(代) FAX.(092)437-5181

www.re-medical.co.jp

2017.8.TDR