


iQ™ IOL Scleral Fixation Forceps

オートクレーブ対応



iQ™ series



● ハンドル後部からフラッシング洗浄
ができます

RVF4032-23 山根氏IOL強膜内固定用鑷子 23G ¥99,000-

チップは垂直開閉式で眼内レンズ強膜内固定術の操作に適しています。ループを傷つけることなく安定して保持ができる様にグリップ面を広くし、強膜創への負担を軽減するためにチップの厚みも薄くデザインされています。



● 耐熱プロテクター付き※非売品



RVF4032-25
山根氏IOL強膜内固定用鑷子 25G ¥99,000-

iQ™ Sterilizer Tray




460iQ iQ™ 器具専用滅菌トレイ (1本用) ¥21,000-

● 滅菌・保管だけでなく、ハンドル形状を維持し、先端部の破損を防ぐために必要な専用トレイです。使用時以外はトレイにて器具の保管をお願いします。

※外寸サイズ：W 160×D 71×H 42mm

iQ™ Anterior Instruments


オートクレーブ対応



把持ラインが変わらない



iQ™ series



● ハンドル後部からフラッシング洗浄
ができます



SP-30C25-iQ

SP-30C25-iQ iQ™ MICSカプシュロレキシス鑷子 25Ga ¥66,000-

● サイドポートから挿入ができる前嚢切開鑷子です。シャフトが25ゲージとなっており、眼内への挿入が容易となりました。前嚢穿孔から切開の完成まで安定した操作がおこなえます。



SP-30C23-iQ

SP-30C23-iQ iQ™ MICSカプシュロレキシス鑷子 23Ga ¥66,000-

● 剛性が強い23ゲージのシャフトとなっております。鋭利なチップ先で前嚢穿孔が作成でき、力強い把持で前嚢切開が行えます。

NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元

有限会社 日本サージ

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F

TEL:06-6190-7865 (代) FAX:06-6190-7867

E-mail:<nihon-surge@nihon-surge.com>