



INTREPID[®] BALANCED Tip

INTREPID[®] Hybrid Tip

INTREPID[®] Hybrid Tipは新たな次元の安全性を提供します

独自のポリマーテクノロジーを採用したINTREPID[®] Hybrid Tipは患者様により高い安全性を提供できるようデザインされています

水晶体嚢や他の組織に対する侵襲を軽減するための先進的なデザイン¹⁾:

- ・ 破嚢リスクを軽減するためチップ先端はポリマー素材で丸みを帯びたエッジデザインを採用
- ・ 核硬度3+まで適応する破砕力
- ・ INTREPID[®] Balanced Tipと同じ流体パフォーマンス



INTREPID[®] BALANCED Tip



INTREPID[®] Hybrid Tip