

Synergetics[®] VISCO DISSECTOR

ヴィスコ ディセクター

- 粘弾性物質を注入し増殖膜を無理なく剥離できます。
- ハンドル上部のスライドボタンを操作し先端位置を固定したまま先端角度を変えられます。
- シリンジに接続し、粘弾性物質の注入を容易に行えます。
- ディスポーザブル



NEW

27ga

製品番号 : WS-12.06.27

6本入/箱 滅菌済



25ga


製品番号 : WS-12.06.25

6本入/箱 滅菌済

形状


単位：mm

■ 本体




■ プローブ先端

〈タイプ1〉



〈タイプ2〉



ゲージ数	外径 (Φ A)	外径 (Φ B)	内径 (Φ C)	適用	材質
25G	0.51	0.34	0.24	タイプ1/タイプ2	ニッケル・チタン合金
27G	0.41	0.25	0.18	タイプ1	ニッケル・チタン合金

■ エクステンションチュービング



◆ チューブ内液量：約 0.17 mL

医療機器認証番号：225ADBZX00046000

Moria
JAPAN

株式会社 **モリア ジャパン**

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F

TEL：03-6260-8309 FAX：03-6260-8310

http://www.moriajapan.com

* 株式会社モリアジャパンはシナジェティックスブランド、網膜硝子体器具の日本国内独占販売を行っています。