

のっけ te 3D

～クリップ式偏光レンズ～

レンズをメガネにのっけるだけで検査が
易しく、素早く、快適になりました。




ひらめきと技術の”**T R U E**”を外来に!



- T** echnology 安心の国産加工技術
- R** ealize あったらしいな!を現実に
- U** seful 幅広い年齢に対応
- E** asy ワンタッチで装着

製品寸法 (原寸大の写真です。サイズをご確認ください。)



対象検査

- *ディスタンスランドットステレオテスト
- *ステレオフライテスト
- *バタフライステレオテスト
- *ランドットステレオテスト
- *ランダムドット"E"ステレオテスト
- *ランドットプレスクールステレオアキュイティテスト



患者様お使いの眼鏡の上に簡単に装着できる“のっけ te3D”は、軽さと掛け心地により立体視検査時の負担軽減が期待されると共に、装用時にレンズ部（偏光フィルム）に強い力が加わらない為、偏光フィルムの歪みが生じず、安定した見え方を保てます。「快適な掛け心地と見え方」を追求したクリップ式の立体視検査用偏光レンズは眼科臨床における有用性が期待されます。

(北里大学医療衛生学部視覚機能療法学専攻 教授 半田知也)

*仕様及び形状は予告なく変更することがあります

医療機器届出番号 13B1X00049SO0001

製造販売元



ジャパン フォーカス株式会社

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18 (IROHA-JFCビル) ☎03(3815)2611
大阪/〒541-0053 大阪市中央区本町 4-6-7 (本町スクエアビル) ☎06(6262)1099
URL: <https://www.japanfocus.co.jp>

総販売元

株式会社 JFCセールスプラン

本社/〒113-0033 東京都文京区本郷 4-3-4 ☎03(5684)8531 (代)
大阪☎06(6271)3341 名古屋☎052(932)2201 福岡☎092(414)7360
URL: <https://www.jfcsp.co.jp>

Printed in Japan 202309 Rev.2