

省スペース自動検眼システム
TS-610
 フルアシストシステムキット



視力検査のさまざまなお悩みに対して 効率化を提案します

FAS フルアシストシステムキット (TS-610オプション)

?

視力検査で忙しくありませんか？


- ▶ 視力が良好と想定される方中心に自動検眼の活用を提案します。

FAS

※矯正視力が出にくい方は従来通り

音声ガイダンスに沿って回答レバーを操作することで自覚測定ができます。

自覚測定を装置に任せることで眼鏡の度数測定など、ほかの作業を進めることが可能です。




?

データの取扱いにお困りではありませんか？

- ▶ 結果を印刷またはデータ出力することでカルテ記載、データ入力の手間、誤記などのリスクを省くことができます。

TS-610






外国語での対応に
お困りではありませんか？

▶ 多言語音声アナウンスで
検査をサポートします。

FAS




対応言語



検査室の導線やスペースでお困りではありませんか？

▶ 省スペースで設置可能です。 TS-610



検者によって検査結果が
ばらついてしまうことはありませんか？

▶ 手順である検査フローは一定であるため
検査結果が安定します。

TS-610

FAS

プログラム



仕様

測定範囲	
球面屈折度	-29.00～+26.75D (0.25/0.12Dステップ)
円柱屈折度	0.00～±8.75D
乱視軸角度	0～180° (1/5/15°ステップ)
瞳孔間距離	48～80mm (遠用値) 50～74mm (35cm近用時) 54～80mm (100%輻輳可能遠用時)
プリズム	0.00～20.00Δ (0.1/0.5/2Δステップ)
補助レンズ	
クロスシリンダー	±0.25D、±0.50D、±0.25D オートクロス
遮蔽板	あり
ピンホール	φ2.0mm
色フィルター	右レッド、左グリーン
偏光フィルター*1	右135°/左45°、右45°/左135°
固定クロスシリンダー	±0.50D
レチノスコープ用球面レンズ	0D、+1.5D、+2.0D (設定にて選択可)
マドックスロッド (赤)	右水平、左垂直
分散プリズム (固定)	右6ΔBU、左10ΔBI
両眼バランス用分散プリズム	右眼: 3～10ΔBD、左眼: 3～10ΔBU
水平斜位用分散プリズム	右眼: 3～10ΔBU、左眼: 3～10ΔBD
上下斜位用分散プリズム	右眼: 5～15ΔBI、左眼: 5～15ΔBI
両眼非遮蔽用雲霧	0.00～+9.00D
視野	40° (VD=12mm時) 39° (VD=13.75mm時)

*1 接続する視力表によって、偏光チャートを用いた測定ができない場合があります

外形寸法・質量・電源仕様

外形寸法	446(W)×520(D)×763～907(H)mm (レフラクタヘッドを含む)
質量	32.3kg (レフラクタヘッド、コントロールボックスを含む)
電源、周波数、消費電力	AC100-240V、50/60Hz、200VA

測定距離	遠用: 5m、近用: 40cm (視線方向は5m同様に水平視)
チャート種類	ひらがな、数字、英字、ランドルト環、絵、ETDRSフォーム (ランドルト環) クロスグリッド (近用のみ)
視力値表示	0.04～2.0 絵 タイプA: 0.1～1.0 (0.15、0.9を含まず) ETDRSフォーム (ランドルト環): 0.32～2.0
視力チャート表示	字づまり、一文字、縦一列、横一列
特殊チャート種類	放射線、点群、両眼バランス、不等像視、ウォース4点、レッド・グリーン、両眼レッド・グリーン、立体視、N立体視、精密立体視、N精密立体視、十字斜位、固視点付十字斜位、回旋斜位、縦一列、横一列、固視点、クロスリング

販売名: レフラクタ RT-6100


機器分類: 一般医療機器

届出番号: 23B1X00023000180



最新情報はこちら

【設置例】TS-610+OT-450



*2 レフラクタヘッド下降時
目の高さ



安心パック

製品新規導入との同時加入により、製品導入から1年の通常保証に加え、当社製品を安心してご使用いただくための延長保証サービスを提供いたします。



Eye & Health Care
株式会社 ニデック

札幌 〒065-0023 札幌市東区北23条東4丁目5番17号
仙台 〒984-0002 仙台市若林区卸町東2丁目8番16号
埼玉 〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町四丁目783番地1
東京 〒113-0033 東京都文京区本郷3丁目22番5号 住友不動産本郷ビル
千葉 〒260-0028 千葉市中央区新町18番地10 千葉第一生命ビルディング
横浜 〒224-0001 横浜市都筑区中川7丁目1番14号
蒲郡 〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜34番地14

医療施設様向け医療機器コールセンター
☎(0533)67-0081



受付時間・
詳細はこちら



このカタログは環境対応インキを使用しております。



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「添付文書」および「取扱説明書」をよくお読みください。

下記営業拠点情報は2024年4月現在の情報です。最新情報はこちらからご確認ください。



※性能改善のため外観および仕様は予告なしに変更されることがあります。
※カタログと実際の商品の色は印刷の関係上多少異なる場合があります。

☎(011)731-4001
☎(022)238-1338
☎(048)640-2280
☎(03)5844-2631
☎(043)204-6838
☎(045)913-6200
☎(0533)67-8260

金沢 〒920-0342 金沢市畝田西1丁目106番地
京都 〒612-8414 京都市伏見区竹田段川原町234番地
大阪 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6丁目1番1号 新大阪プライムタワー
高松 〒761-8071 高松市伏石町2016番地18
広島 〒733-0032 広島市西区東観音町2番5号
福岡 〒816-0932 福岡県大野城市瓦田4丁目4番3号

☎(076)268-8951
☎(075)645-1161
☎(06)6838-0030
☎(087)868-0531
☎(082)295-3581
☎(092)574-4511

Ophthalmology@Café
オプサルモ・カフェ

眼科医のための会員制Webサイト

製品情報やセミナービデオなどの配信を無料でご提供いたします。



製造販売元 株式会社 ニデック

〒443-0038 愛知県蒲郡市拾石町前浜 34 番地 14

TS-610_フルアシストシステムキット B01J002