


近日登場予定




色覚検査機器

および

コントラスト感度検査装置



掲載画像はイメージです。
医療機器規格適合専用パネルPC(校正済)と
セットでの販売を予定しています。



色覚検査・コントラスト感度検査

ColorDx[®] CCT^{HD} 22



色覚検査のCCT-HDに
コントラスト感度検査
を追加搭載しました。
4ボタンパッドを押すだけの
シンプルな検査です。

ColorDx CCT-HD22 コントラスト感度検査


2種類の指標を搭載： 正弦波格子縞&ランドルト環

空間周波数特性(MTF)を用いた正弦波格子縞となじみのあるランドルト環の2種類のコントラスト感度検査を搭載しています。




使いやすい専用4ボタンレスポンスパッド

コントラストを変えながら上下左右ランダムに表示される正弦波格子縞の位置やランドルト環の向きを専用パッドを用いて答えるだけのシンプルな検査です。



コントラスト感度検査 結果例



「Contrast Responses by Trial」レポート画面の一例
左右眼の各検査パターンの詳細をインタラクティブに閲覧できます。

キャリブレーション機能



すばやく直感で操作できるキャリブレーションツールを標準で搭載しています。
正確な検査画面の表示を維持できます。

仕様

インターフェース	LAN、USB3.0
本体寸法	541(W) x 353(H) x 71(D) mm
本体重量	7 kg
電源電圧	AC100V 50/60Hz
消費電力	100W

お問合せ先:

株式会社 コーナン・メディカル

〒662-0976 兵庫県西宮市宮西町10-29

☎ 0798-36-3456(代)

営業部: 西宮 ☎ 0798-36-3455 東京 ☎ 03-5337-2025

URL <http://www.konon.com/> E-mail: request@konon.com

20181010