


IOL Scleral Fixation Forceps



● **CVO-HANDLE**

デックスチップ用ハンドル – スリムハンドル

販売名: デックス眼科用鑷子 チタンハンドル
届出番号: 27B1X00046DEXCVO




チップが回転します



ハンドル後部を回して
チップの固定をします

チップバリエーション

販売名: デックス眼科用ディスプレイ鑷子
認証番号: 229AFBZI00017000



● **DEX TIPS**
山根氏IOL強膜内固定用鑷子 23G 5本/箱
CVF4032-23 23G



DEX TIPS
山根氏IOL強膜内固定用鑷子 25G 5本/箱
CVF4032-25 25G

iQ™ IOL Scleral Fixation Forceps

オートクレーブ対応



iQ™ series



● ハンドル後部からフラッシング洗浄
ができます

RVF4032-23 山根氏IOL強膜内固定用鑷子 23G

届出番号:27B1X00046iQ4032



● 耐熱プロテクター付き※非売品



RVF4032-25
山根氏IOL強膜内固定用鑷子 25G

iQ™ Sterilizer Tray



4601iQ iQ™ 器具専用滅菌トレイ (1本用)

※外寸サイズ: W 160×D 71×H 42mm

※本紙に掲載の仕様・形状は、改良等の理由により予告なしに変更されることがあります。

NIHON SURGE

日本総代理店及び発売元

有限会社 日本サージ

〒564-0051 大阪府吹田市豊津町15-11 江坂石周ビル4F

TEL:06-6190-7865 (代) FAX:06-6190-7867

E-mail: <nihon-surge@nihon-surge.com>

第一種医療機器製造販売業許可番号:27B1X00046