

# Synergetics<sup>®</sup> Laser Probes

多彩な眼内レーザープローブを取り揃えています。

- 各種、硝子体手術装置と接続可能。
- シングルユース。

3本又は12本入/箱 滅菌済

## レーザープローブ

### ストレート レザープローブ



カタログ番号	ゲージ数
WS-55.21.23	23G (Ø 0.64mm)
WS-55.21.25S	25G (Ø 0.51mm)

## 照明付き レザープローブ

### Fixed エクステンデッド イルミネーテッド レザープローブ



カタログ番号	ゲージ数
WS-55.62.23P	23G (Ø 0.64mm)
WS-55.62.25P	25G (Ø 0.51mm)

● 2.5mm伸びたレーザーファイバー

## ディレクショナル レーザープローブ

- 2種類のハンドピースと20G~27Gまで選べる豊富な品揃え。
- レーザーファイバーの角度を0° から最大約90° まで自由に調節可能。

### ディレクショナル レーザープローブ



### ディレクショナル レーザープローブⅡ



カタログ番号	ゲージ数	ハンドルカラーコード
WS-55.27	20G (Ø 0.89mm)	
WS-55.27.23	23G (Ø 0.64mm)	
WS-55.27.25	25G (Ø 0.51mm)	
WS-55.27.27	27G (Ø 0.41mm)	

### その他品揃え

製品名	カタログ番号
イルミネーテッド レーザープローブ (20G)	WS-55.22
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (20G)	WS-55.69P
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (23G)	WS-55.69.23P
カーブド イルミネーテッド レーザープローブ (25G)	WS-55.69.25P

販売名：眼内プローブ  
医療機器承認番号：21000BZY00380000

**Moria**  
JAPAN

株式会社 **モリア ジャパン**

〒101-0041  
東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F  
TEL: 03-6260-8309 / FAX: 03-6260-8310  
<http://www.moriajapan.com>

※株式会社モリアジャパンはシナジェティックスブランド、網膜硝子体器具の日本国内独占販売を行っています。

S2020004