

# コンバーES

移動式検査・処置台

届出番号：20B2X10007THW002

機械器具 01 手術台及び治療台


一般医療機器 汎用診療・処置台

JMDNコード：13958000

特定保守管理医療機器




# 待機～検査～搬送～リカバリーを一台で 患者さまへのやさしさと、検査の効率化を



## Specification

- ラウンドフォルムデザイン
- リクライニング連動チルト機構
- グリップ付き独立フェンス
- プリセットメモリー機能付き電動昇降
- 対応電源：AC/100V医用コンセント・充電バッテリー
- トータルロックキャスター



品名	コンバー ES	
品番	TB-301	
全高	ストレッチャー時 / 500~900mm チェア時 / 1,260~1,660mm	
奥行き	ストレッチャー時 / 1,890mm チェア時 / 1,330mm	
全幅	720mm(サイドフェンス使用時)	730mm(サイドフェンス収納時)
座幅	650mm	
座奥行き	450mm	
背もたれ角度	0°~66°	
座部チルト角度	0°~13°	
キャスター	φ125 トータルロックタイプ	
重量	74 kg	
最大負荷	135 kg	
材質	フレーム/鋼管フレーム、表生地/ビニールレザー(防汚) サイドフェンス/ポリエチレン(PE)	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力	210VA	
定格連続運転許容時間*	最大 2分	* 定格連続運転許容時間：昇降動作を休止する事なく、連続的に行う時間です。
電撃に対する保護の形式	クラスⅠ機器	
分類	B形装着部 製品外装のマークはB形装着部であることを示します。	
モーター形式	24VDC モーター	
バッテリー容量	24VX5.0AH	
使用環境	温度 5℃~40℃、湿度 30~75%RH(但し結露しないこと)	
保管環境	温度-10℃~60℃、湿度 10~90%RH(但し結露しないこと)	

オプション	TB-350 イルリガートルスタンドホルダー(25φ対応)	鋼板・鋼管
	TB-351 酸素ボンベホルダー(圧縮容量 500ℓ用)	鋼板・鋼管
	TB-352 フットスイッチ	鋼板・ABS

- ・ 価格および仕様につきましては予告なく変更することがあります
- ・ 色・形状につきましては実際の製品と異なる場合があります

■お問い合わせ



## タカノ株式会社

■オフィス 〒399-4431 長野県伊那市西春近下河原 5331  
TEL0265-72-3157 FAX0265-72-3203

お客様ご相談窓口 フリーダイヤル **0120-825-845**

(受付時間 土日祝日除く 月~金曜日 9:00~17:00 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。)

http://www.takano-hw.com

E-mail:fukushi@takano-net.co.jp