




MST Capsule Retractor

MST Chang Modification

MST チャン氏カプセルレトラクターは、ポリプロピレン製の二重バンド ループから作られています。

ジェントルなデザイン設計

レトラクター後方部がややベントしている為、テンションがかかる時に虹彩面と平行になりツッパリが軽減されます。



クローズドループ




ループを閉じている為、カプセルへの広い接触面がありながら、CTR との絡まりのリスクを最小限に抑えることが可能になります。

容易な挿入

ダブルバンド デザインの為コシが強く操作性が向上しており、ハンドリングが容易です。挿入は切開創 0.8mm からです。

患者のまぶたの保護

レトラクターの近位端が曲がっている為、患者のまぶたを傷つけないデザインになっています。



MST チャン氏カプセルレトラクター

MCR-0002

1パック4本入り

1箱6パック入り

販売名：MSTアイエキスパンダー

製造販売認証番号：228ADBZI00023000